

【ドライケミストリー酵素項目 項目別統計表】

除外方法:除外と±3SD2回除去

試料	全試料				除外後:除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
検査項目	(171) AST ドライケミストリー法				単位:37℃国際単位							
S-1	13	115.3	4.9	4.24	13	115.3	4.9	4.24	109	123	0	0.0
S-2	13	27.6	1.0	3.78	13	27.6	1.0	3.78	26	29	0	0.0
検査項目	(172) ALT ドライケミストリー法				単位:37℃国際単位							
S-1	13	131.2	5.9	4.47	13	131.2	5.9	4.47	121	139	0	0.0
S-2	13	23.5	3.3	14.20	13	23.5	3.3	14.20	18	26	0	0.0
検査項目	(173) ALP ドライケミストリー法				単位:37℃国際単位							
S-1	11	412.2	18.3	4.43	11	412.2	18.3	4.43	385	439	0	0.0
S-2	11	214.3	17.2	8.05	11	214.3	17.2	8.05	191	248	0	0.0
検査項目	(174) LD ドライケミストリー法				単位:37℃国際単位							
S-1	12	448.3	26.6	5.93	12	448.3	26.6	5.93	408	488	0	0.0
S-2	12	233.4	11.5	4.91	12	233.4	11.5	4.91	214	250	0	0.0
検査項目	(175) AMY ドライケミストリー法				単位:37℃国際単位							
S-1	12	238.5	19.8	8.29	12	238.5	19.8	8.29	205	267	0	0.0
S-2	12	85.2	2.7	3.20	12	85.2	2.7	3.20	81	89	0	0.0
検査項目	(176) CK ドライケミストリー法				単位:37℃国際単位							
S-1	13	485.5	25.4	5.24	13	485.5	25.4	5.24	436	516	0	0.0
S-2	13	173.1	7.7	4.45	13	173.1	7.7	4.45	164	186	0	0.0
検査項目	(177) γ-GT ドライケミストリー法				単位:37℃国際単位							
S-1	11	174.8	12.6	7.21	11	174.8	12.6	7.21	155	192	0	0.0
S-2	11	36.2	1.8	5.07	11	36.2	1.8	5.07	34	39	0	0.0
検査項目	(178) ChE ドライケミストリー法				単位:37℃国際単位							
S-1	5	239.4	8.1	3.40	5	239.4	8.1	3.40	231	250	0	0.0
S-2	5	362.0	5.1	1.41	5	362.0	5.1	1.41	356	368	0	0.0