

【ドライケミストリー酵素項目 項目別統計表】

除外方法: 除外と±3SD2回除去

試料	全試料				除外後: 除外と±3SD2回除去				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
検査項目	(171) AST ドライケミストリー法				単位: 37°C国際単位							
S-1	18	122.3	6.4	5.20	18	122.3	6.4	5.20	114	131	0	0.0
S-2	18	25.0	0.5	1.94	18	25.0	0.5	1.94	24	26	0	0.0
検査項目	(172) ALT ドライケミストリー法				単位: 37°C国際単位							
S-1	18	140.4	6.0	4.24	18	140.4	6.0	4.24	130	152	0	0.0
S-2	18	20.6	3.7	18.16	18	20.6	3.7	18.16	14	26	0	0.0
検査項目	(173) ALP ドライケミストリー法				単位: 37°C国際単位							
S-1	11	400.9	32.8	8.19	11	400.9	32.8	8.19	364	450	0	0.0
S-2	11	219.5	19.9	9.07	11	219.5	19.9	9.07	193	244	0	0.0
検査項目	(174) LD ドライケミストリー法				単位: 37°C国際単位							
S-1	16	386.9	22.2	5.73	16	386.9	22.2	5.73	358	445	0	0.0
S-2	16	233.1	19.9	8.52	16	233.1	19.9	8.52	181	272	0	0.0
検査項目	(175) AMY ドライケミストリー法				単位: 37°C国際単位							
S-1	18	201.9	18.1	8.98	18	201.9	18.1	8.98	169	243	0	0.0
S-2	18	84.8	6.3	7.42	18	84.8	6.3	7.42	77	98	0	0.0
検査項目	(176) CK ドライケミストリー法				単位: 37°C国際単位							
S-1	17	394.8	29.6	7.49	17	394.8	29.6	7.49	342	451	0	0.0
S-2	17	159.8	8.2	5.14	17	159.8	8.2	5.14	136	169	0	0.0
検査項目	(177) γ-GT ドライケミストリー法				単位: 37°C国際単位							
S-1	10	168.1	12.0	7.14	10	168.1	12.0	7.14	158	195	0	0.0
S-2	10	39.2	4.0	10.33	10	39.2	4.0	10.33	35	49	0	0.0
検査項目	(178) ChE ドライケミストリー法				単位: 37°C国際単位							
S-1	6	1234.8	2393.2	193.81	6	1234.8	2393.2	193.81	252	6120	0	0.0
S-2	6	1744.5	3361.4	192.69	6	1744.5	3361.4	192.69	358	8606	0	0.0